

BECKER MEDICAL

13, rue de Guebwiller
67100 STRASBOURG
T : 03.88.75.50.75- F : 03.88.75.60.56
Siret : 400 764 973 00022 – APE 4646Z
N° identification TVA : FR 10 400 764 973

Coburg Medicalift 3014



- Siège spécial pour domaines de la chirurgie et particulièrement de la microchirurgie (selon DIN 13935, EN 27493, ISO 7493)
- Base de sécurité en acier inoxydable avec 5 roulettes doubles antistatiques
- Couronne repose-pied chromée
- Réglage de la hauteur par système d'élévation hydraulique avec pompe à pied course: 19 cm
- Hauteur de l'assise: 53 - 72 cm
- Partie supérieure avec rotation et blocage
- Assise et dossier en forme anatomique et aisément réglable par levier
- Sellerie confortable antistatique noire

LIVRABLE EN SUPPLEMENT

- Blocage central au sol
- OP-supports de bras 2016
 - jeu de 2 supports de bras en acier inox, stérilisables
 - réglables en hauteur et rotules pour orientation universelle
 - sur demande avec du revêtement lavable

Sous réserve de modifications techniques!